

FUJIIRYŌKI

マッサージチェア AS-870
日本製

進化ではない。これは、「革新」だ。

サイバーリラックス

CYBER-RELAX

最大突出能力

約**12.5**
cm

マッサージチェアの 未来が、ここにある。

フジ医療器の先進技術を結集し、革新的なフルリニューアルを実現。

Mechanical Massage

深層 きわみ 極メカ

業界
最大*

コリの深層部を攻略する
業界最大*約12.5cmのもみ玉突出量で、
かつてない深いもみ味を実現。

*当社調べ。2015年10月現在。

Technique

部位集中マッサージ

独自
機能

現代人特有のコリや疲れを
短時間で集中的にほぐす5つのコースを搭載。

Heater

ダブルヒーター

こり固まりやすい肩甲骨まわりと、
冷えやすい足裏を温める2種のヒーター。

Air Massage

トリプルモード エアシステム

業界初*

エアーの流量と速度を制御し、人の手のように躍動する
パワフルで繊細なエアーマッサージを実現。

*当社調べ。2015年10月現在。

Sensor

ダブルセンシング

業界初*

マッサージの「深さ」と「ポイント」を
最適化する2つのセンサーを搭載。

*当社調べ。2015年10月現在。

Mechanical Massage

業界最大^{きわみ} 深層極メカ





業界最大[※]のもみ玉突出量&業界初[※]のダブルセンシングで、深く繊細なもみ味を実現。○ ※当社調べ、2015年10月現在。



17タイプ47種類のもみ技






「首」「肩」「背中」「腰」「尻」。部位に合わせた専用技を搭載。

| | |
|------|-------|
| 基本技 | もみ上げ |
| もみ下げ | たたき |
| さざなみ | 背筋のばし |



5つの部位集中マッサージ 7分コース

運動不足やデスクワークなどによって生れる現代人特有のコリや疲れを集中的にほぐす7分間のコースです。



現代のコリに対応する先進機能が、新次元のもみ心地を実現。

マッサージチェアの心臓部であるメカマッサージとエアーマッサージ、もみを最適化するセンサー、さらにはポジショニングシステム、ヒーター、ストレッチなどのサポート機能にいたるまで、随所に画期的な新技術を採用し、新次元のマッサージ性能を実現。





手技の力強さと躍動感を再現する、「手もみモード」を新搭載。

業界初^{きわみ} トリプルモード エアシステム

※当社調べ、2015年10月現在。

エアーの流量と速度を制御する「流量調整機能」を搭載。お好みに合わせて3種のもみ味が選べます。



腕マッサージ
強弱調節5段階[※]
ひじ下から指先まで、しっかり挟み込んでマッサージします。



腰・骨盤マッサージ
強弱調節5段階[※]
骨盤まわりから膝の裏まで、広範囲の筋肉をほぐします。




けんりょう
肩療マッサージ
強弱調節5段階[※]
外側から挟み込むように、二の腕から肩甲骨までをマッサージします。

脚部・足裏マッサージ
強弱調節5段階[※]
圧迫と解放を繰り返し、ふくらはぎ裏から足裏までをほぐします。

※「肩療マッサージ」「腕マッサージ」「腰・骨盤マッサージ」の強弱調節は連動します。

ふくらはぎ新マッサージ
左右のエアーバッグで脚部を固定し、足三里ラインの周辺を刺激。同時に後ろのエアーバッグが、ふくらはぎ裏にじわじわ圧力をかけてほぐします。



Heater

ダブルヒーター

こり固まりやすい肩甲骨まわりと、冷えやすい足裏を温める2種のヒーター。




※ヒーターのみの使用も可能です。※設定温度：約43度（設定温度と体感温度は異なります）。

Stretch

ストレッチ マッサージ

全身ストレッチ 3種類 16分コース

「ストレッチコース」「極ストレッチコース」「エアーコース」。全身をくまなく伸ばす3種類のストレッチを搭載。



部位ストレッチ 3種類 7分コース

首すじストレッチ

もみ玉で首を固定し、オットマンで全身を引き伸ばすことにより、首すじをストレッチします。

背ストレッチ

オットマンで全身を引き伸ばした後、背すじを押し上げる背すじ反らしを行います。

腰ストレッチ

脚部を前方に伸ばして引き下げると同時に、腰部を押し上げて伸ばします。

Position

ホールドポジション

マッサージが効果的に受けられる理想的な姿勢を自動設定。

電源を入ると、背もたれと脚部が自動でリクライニングします。



ナチュラルフィットスライド機構
独自のバネ構造を採用。脚に合わせて伸縮し、スムーズにフィットします。

Usability & Course

ダイレクトLEDリモコン

多彩なコースをボタンひとつで簡単操作。

| 基本コース 16分コース | 極モード 16分コース | やすらぎモード 16分コース |
|--------------|-------------|----------------|
| 全身コース | 全身 極メカコース | 全身 やすらぎコース |
| 肩コース | 肩 極メカコース | 肩 やすらぎコース |
| 腰コース | 腰 極メカコース | 腰 やすらぎコース |
| ストレッチコース | 極ストレッチコース | エアーコース |

Design

アドバンスデザイン

空間に、暮らしに、フィットする。先進性を追求した未来型デザイン。



フジ医療器 **世界初!** が機械遺産に認定!

量産型 マッサージチェア

機械遺産第68号
フジ自動マッサージ機
世界初の量産型
マッサージチェア



サイバーリラックス マッサージチェア AS-870

メーカー希望小売価格：オープン価格

仕様

- 本体寸法 (約) :
(オットマン収納時)
幅760×奥行1,180×高さ1,220mm
(腕・脚最大使用時)
幅880×奥行2,000×高さ700mm
- 組立前最小幅 (約) : 680mm
- リクライニング角度 (約) : 110~157度
- 質量 (約) : 71kg
- 電源 : AC100V (50/60Hz)
- 消費電力 : 130W
(ヒーター : 40W) (待機電力 : 0.3W)
- 定格時間 : 30分
- 医療機器認証番号 : 227ABBZX00084000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック (BK)
JANコード : 4951704168922



ベージュ (CS)
JANコード : 4951704168939

着脱式背パッド・枕

それぞれ簡単に取り外してお手入れすることが可能です。



- 電気代の目安 : 約53円/月 (ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安 : 約36円/月 (マッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安 : 約32円/月 (ヒーターを1日1時間、毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価 : 27円/kWh (税込) で算出。(2015年10月現在、当社調べ)

[搬入・設置]


● 搬入幅

本体搬入幅
68cm+2cm (養生のため)
以上必要です。

● 設置

リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置する。足方向に35cm以上、頭方向に50cm以上必要です。

搬入幅
約70cm



[寸法図 (mm)]



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

●医師からマッサージを禁じられている人 (例 : 血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈リウ (瘤)、急性静脈リウ (瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など)

■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。

●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう (腫瘍) のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上 (有熱期) の人 (例 : 急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう (鬆) 症の人、せきつい (脊椎) の骨折、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人 ●背骨 (脊椎) に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。 ◎リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612**

受付 : 月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 **06-4793-0818**

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

AS-870の使い方をお電話でサポート!

0120 ソムリエコール 0120-113-706
受付9:00~17:30 (土日祝日、年末年始を除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

素敵な景品が当たる!
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

ご応募は フジ医療器HPから!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
スマホ・ケータイから
かんたんアクセス



●お求めは...



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。